

# OPEL COMBO LÅNG HJULBAS

## F-Style 2

permobil

CAR ADAPTATION



Golvsänkta Opel Combo F-Style 2 är ett snyggt koncept som passar som ren passagerarlösning för personer i rullstol, men den har även utrymme för hela familjen. Säkerhet, komfort och design har kombinerats med den moderna interiören. Golvsänkningen finns att tillgå med eleganta och funktionella detaljer som t.ex LED-belysning, hjälphandtag och halkfri golvyta.



- ▶ Stort utrymme
- ▶ Vikbar lättviktsramp
- ▶ Finish/tillbehör uppfyller Opels standard
- ▶ Hög säkerhet och enkel användning
- ▶ Perfekt som Taxi



1. LED-BELYSNING
2. HALKFRI GOLVYTA
3. VÄNSTER/HÖGER HJÄLPHANDTAG
4. HJULHUSKYDD
5. FÄLLBART DUBBELSÄTE




Som tillval kan en vikbar ramp installeras i Opel Combo F-Style 2. Rampen går då att vika ner som ett extra golv i bilens bagageutrymme vilket möjliggör ett enklare användande av bilen för fler ändamål än rullstolstransport.



F-WINCH F-Winch är en elektrisk indragare som drar upp rullstolen enkelt och säkert på rampen. F-winch går att få som tillval till golvsänkningen och levereras då med trådlös fjärrkontroll för att manövrera indragaren, och även ställa rörelsens hastighet.


#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Höjd interiört 1425 mm  
Höjd ingång 1450 mm  
Rampdimension 1330 mm x 780 mm

Skapa extra utrymme för bagage genom att fälla bakre säten.

5 + 1 



3 + 1 

